



GUÍA RÁPIDA


ESTUDIOS RADIOLÓGICOS

Estimado Paciente:

Esta memoria USB contiene imágenes de un estudio radiológico en formato **DICOM**. Para abrir el estudio contenido en esta memoria, seguir los siguientes pasos:

Usuarios Windows:


- 1.- Abrir la memoria USB en su computadora.
- 2.- Abrir la carpeta llamada "DICOM"
- 3.- ejecutar el archivo "LaunchPad"



- 4.- Seleccionar la opción "Clarity English"



- 5.- Dar click en el Botón "Estudios DICOM"



Usuarios Apple Mac:

- 1.- Abrir la memoria USB en su computadora.
- 2.- Abrir la carpeta llamada "DICOM"
- 3.- Ejecutar el archivo "Osirx.pkg"
- 5.- Instalar la aplicación.
- 6.- Abrir carpeta de "Aplicaciones en el Finder"



- 7.- Ejecutar Osirix.



- 8.- Dar doble click en el nombre del paciente para ver las imágenes.

Si requiere información adicional, envíenos un correo a:
soparte.pacs@hespanol.com

Av. Ejército Nacional 613, Col. Granada C.P. 55 520 Tel. 55 5255 9600
www.hespanol.com